

Guida di riferimento rapido per l'Adattatore riutilizzabile non sterile PrecisionPoint EV29L

1. Ritattamento prima del primo utilizzo e prima di ogni utilizzo successivo

a. Pulizia Cidezyme, 5 minuti

- Per i canali/le cannule utilizzare una spazzola adeguata
- Lavare tutti i tubi/cannule con il detergente.
- Risciacquare per 5 minuti dopo avere effettuato la pulizia.

b. Sterilizzazione


• Sterilizzazione: Autoclave di Classe B

- 134 °C (273 °F) per 3 min
- 132 °C (270 °F) per 4 min

c. Ispezione dopo il ritattamento (assenza di crepe, scolorimento o danni visibili)

2. Collegamento al trasduttore EV29L

Installare l'adattatore di plastica sulla parte superiore della guaina. Fissare ciascun braccio della guida PrecisionPoint ai lati dell'adattatore. La guida PrecisionPoint è monouso e deve essere utilizzata in base alle IFU del produttore.



2a



2b



2c

3. Durata utile

Se utilizzato con la dovuta cura, l'Adattatore riutilizzabile non sterile PrecisionPoint EV29L è progettato per una durata utile di 3 mesi o 75 cicli di ritrattamento, a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima.

Per istruzioni dettagliate, consultare i seguenti manuali:

Fase	Manuale	Sezione del manuale
1. Ritrattamento (prima del primo utilizzo e di ogni utilizzo successivo)	Guida alla cura, alla pulizia e all'uso per dell'EV29L	Capitolo 4: Ritrattamento Sezione 3.2, 3.3 e 3.5: Ritrattamento di guide per aghi riutilizzabili e accessori* * Le istruzioni per la pulizia, la sterilizzazione e l'ispezione sono applicabili anche all'adattatore PrecisionPoint riutilizzabile EV29L.
2. Collegamento al trasduttore EV29L	Guida alla cura, alla pulizia e all'uso per dell'EV29L	Capitolo 3: Preparazione all'imaging Sezione 2.1.1: Collegamento della guida dell'ago* * Le presenti istruzioni sono applicabili anche all'Adattatore riutilizzabile PrecisionPoint EV29L

Per richiedere **assistenza tecnica** sul sistema micro-ultrasuoni ExactVu™ o sull'Adattatore riutilizzabile PrecisionPoint EV29L, contattare il supporto tecnico Exact Imaging. Consultare la sezione <https://www.exactimaging.com/contact-us> per trovare le informazioni di contatto per la propria regione.



Exact Imaging Inc.

7676 Woodbine Avenue, Unit 15
Markham, ON L3R 2N2, Canada
+1.905.415.0030

info@exactimaging.com



Emergo Europe

Westervoortse dijk 60
6827 AT Arnhem
Paesi Bassi



MedEnvoy Switzerland

Gotthardstrasse 28
6302 Zugo
Svizzera

Persona responsabile nel Regno Unito

**Emergo Consulting (UK) Limited c/o
Cr360 – UL International**
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ Regno Unito



Exact Imaging BVBA

Ottergemsesteenweg-Zuid 808 / b508
9000 Gent
Belgio

Numero di catalogo Exact Imaging

- EV-29L: Trasduttore EV29L
- EV-BIOGR-PP: Adattatore riutilizzabile PrecisionPoint EV29L
- EV-SYS-220: Sistema di imaging a micro-ultrasuoni ExactVu™ (220V)
- EV-SYS-120: Sistema di imaging a micro-ultrasuoni ExactVu™ (120V)
- EV-SYS-100: Sistema di imaging a micro-ultrasuoni ExactVu™ (100V)